



MercadoPúblico

ConvenioMarco

CATÁLOGO — CONVENIO MARCO 2025



desde 1996



1.

Insumos para
*manejo avanzado
de heridas >>*


Apósito Film Hidrocoloide fino

ID	2228716
Marca:	Ciruheal
Descripción:	(CIRUMED0006) Apósito fino de hidrocoloide de 10 X 10 cm (caja 10 unidades). Producto estéril desechable compuesto por gránulos de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio que ayudan a absorber exudados en la herida. Las partículas hidrofílicas de CMC forman una sustancia semisólida, similar a un gel proporcionando un ambiente húmedo para la herida.



Apósito de Alginato de Calcio

ID	2228714
Marca:	Ciruheal
Descripción:	(CIRUMED0001) Apósito compuesto de alginato de calcio y sodio en diferentes concentraciones, derivado de las algas marinas de 10x10 cm (caja 10 unidades). Está diseñado para ser altamente absorbente formando rápidamente un gel proporcionando un ambiente de curación húmedo y suave para la herida.



Apósito espuma poliuretano



ID	2228715
Marca:	Ciruheal
Descripción:	(CIRUMED0005) Producto estéril desechable, de textura suave y alta absorción de líquidos de 10x10 cm (caja 10 unidades). La función principal de los componentes en los productos de espuma de poliuretano es absorber una gran cantidad de exudado en la herida, para promover la cicatrización y reducir el daño secundario al cambiar de apósito.

Apósito Tull Parafinado no adherente



ID	2228717
Marca:	Ciruheal
Descripción:	(CIRUMED0009) Producto desechable compuesto de gasa, parafina y papel de liberación de 10x10 cm (caja 10 unidades). El tull protege el lecho de la herida además de prevenir la adhesión a esta.

Apósito Alginato de Calcio en mecha



ID	2228718
Marca:	Ciruheal
Descripción:	(CIRUMED 0002) Apósito compuesto de alginato de calcio y sodio en diferentes concentraciones derivado de las algas marinas de 2x30 cm (caja 10 unidades). Está diseñado para ser altamente absorbente formando rápidamente un gel proporcionando un ambiente de curación húmedo y suave para la herida.

Lavanid, solución para limpieza de heridas



ID	2231871
Marca:	SERAG Weissner
Descripción:	(LAVA0003) LAVANID® es una solución isosmótica estéril para el lavado de heridas con una base de solución de ringer y un 0,04% de polihexanida. La polihexanida impide el crecimiento de microorganismos en los apósitos y en la propia solución.

2.

Insumos para
*Terapia de Presión
Negativa* >>

5 Canister para terapia de presión negativa



*ID puede ser homologable a Canister de 500 cc o 1000 cc

ID	2229414
Marca:	Lifotronic
Descripción:	(LFTR0006) 5 unidades de Canister desechable sellado y esmerilado de poliuretano con capacidad de 300 cc para el depósito de exudado de heridas bajo terapia de presión negativa. En su interior posee poliacrilato de sodio que gelifica el exudado, previniendo derrames o filtración hacia el equipo. Además, posee estructuras internas que previenen el reflujo y desbordamiento del contenido.

5 kits de relleno de heridas



ID	2231832
Marca:	Lifotronic
Descripción:	(LFTR0010) Kit de relleno de heridas talla S (10 X 8 X 3 CM), caja 5 unidades. Espuma de poliuretano, hidrofóbica y de poros abiertos reticulados entre 400 a 600 micrones, lo cual permite una distribución regular de la presión negativa ejercida sobre el lecho de la herida, es radiotransparente, recortable y se adapta a los contornos de heridas profundas e irregulares, fomentando la actividad celular y la formación de tejido de granulación.

1 Kit de relleno de heridas

ID	2231830
Marca:	Lifotronic
Descripción:	(LFTR0012) 1 kit de relleno de heridas talla L (25 X 16 cm). Espuma de poliuretano, hidrofóbica y de poros abiertos reticulados entre 400 a 600 micrones, lo cual permite una distribución regular de la presión negativa ejercida sobre el lecho de la herida, es radiotransparente, recortable y se adapta a los contornos de heridas profundas e irregulares, fomentando la actividad celular y la formación de tejido de granulación.



5 kits de relleno de heridas

ID	2231831
Marca:	Lifotronic
Descripción:	(LFTR0012) Kit de relleno de heridas talla L (25 X 16 cm), caja 5 unidades. Espuma de poliuretano, hidrofóbica y de poros abiertos reticulados entre 400 a 600 micrones, lo cual permite una distribución regular de la presión negativa ejercida sobre el lecho de la herida, es radiotransparente, recortable y se adapta a los contornos de heridas profundas e irregulares, fomentando la actividad celular y la formación de tejido de granulación.





MercadoPúblico

ConvenioMarco



desde 1996

- Claudia Díaz
Jefa de Línea Médica
Teléfono: +569 91451137
Correo: cdiaz@cirumed.cl
- Amilcar Rodríguez
Representante de ventas Línea Médica
Teléfono: +569 94572789
Correo: arodriguez@cirumed.cl
- Carolina Téllez
Enfermera comercial
Teléfono: +569 94572760
Correo: ctellez@cirumed.cl

Av. Apoquindo 6275, oficina 85. Las Condes
+562 2220 6668

www.cirumed.cl