



Catálogo

 solventum

2025

Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Actisorb™ Plus 25

APÓSITO CON CARBÓN ACTIVADO
CON PLATA

¿Qué es?

Es un apósito microbicida típico compuesto por una malla de carbón activado puro impregnado con plata metálica, contenido en el interior de una malla termosellada de fibras de nylon no tejida.



Fibracol™ Plus

APÓSITO DE COLÁGENO CON
ALGINATO PARA HERIDAS

¿Qué es?

Apósito compuesto por un 90% de fibras de colágeno y 10% de alginato de calcio. Esta combinación de biopolímeros naturales combina el apoyo estructural de las fibras de colágeno con las propiedades de formación de gel de los alginatos, convirtiéndolo en un apósito suave, cómodo, absorbente y cómodo para favorecer la granulación y la epitelización de las heridas.

Propiedades

- El apósito, en presencia de exudado, mantiene un microambiente fisiológicamente húmedo en el lecho de la herida, favoreciendo la formación de tejido de granulación y epitelización. Es versátil como apósito primario.
- Se puede cortar.
- Tiene propiedades hemostáticas.
- Se adapta a distintos tipos de exudado, pudiendo usarse en heridas con bajo, moderado o alto exudado.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Promogran Prisma™ MATRIZ EQUIVALENTE DE HERIDAS

¿Qué es?

es una matriz estéril, liofilizada, compuesta de un 55% de colágeno, un 44% de celulosa oxidada regenerada (COR) y un 1% de un compuesto de plata-COR.

¿Qué hace?

Modula y re-equilibra el ambiente de la herida al provocar.

1. Secuestro y desactivación de las proteasas de la matriz, elastasa y plasmina, cuyo exceso se ha demostrado es perjudicial en las heridas crónicas.
2. Protección contra la degradación por este exceso de proteasas de los factores de crecimiento presentes de forma natural.



Silvercel™ No adherente APÓSITO ANTIMICROBIANO NO ADHERENTE DE HIDROALGINATO CON PLATA

¿Qué es?

Es un apósito antimicrobiano de hidroalginato con plata (*), que posee una capa no adherente de Etil-metil-acrilato (EMA) para proteger el lecho de la herida, en especial durante el cambio del apósito. (*)=51% alginato Ca + 9% CMC + 32% fibras XStatic® + 8% plata metálica
3M™ Silvercel™ No Adherente no contiene latéx.

¿Qué hace?

Por su contenido de plata, el apósito antimicrobiano 3M™ Silvercel™ No adherente asegura una protección duradera y eficaz frente a un amplio espectro de microorganismos asociados con la colonización y la infección de heridas.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Adaptic Touch™

APÓSITO NO ADHERENTE DE SILICONA

¿Qué es?

Es un apósito primario de malla abierta compuesto por acetato de celulosa revestido con una capa de silicona de suave adherencia, que permite que pueda permanecer en el lugar de aplicación, facilitando a su vez su retiro atraumático de la herida y de la piel perilesional.

Adaptic™

APÓSITO NO ADHERENTE DE ACETATO DE CELULOSA IMPREGNADO DE PETROLATO

¿Qué es?

Es un apósito primario no adherente compuesto por una malla abierta, especialmente tejida de acetato de celulosa, recubierta con una emulsión de petrolato. A diferencia de otros apósitos, la emulsión de petrolato evita reacciones de hipersensibilidad, y para proteger el tejido de la herida y favorecer la generación tisular, evitando al máximo la adherencia y el traumatismo.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Coban 2 Capas

SISTEMA COMPRESIVO EFICIENTE Y CÓMODO, QUE LOGRA COMPRESIÓN SOSTENIDA HASTA 7 DÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE EDEMA Y LINFEDEMA (ÚLCERAS VENOSAS).

¿Qué es?

Es un sistema de dos capas. La capa interna de Confort es una capa que por un lado es de espuma poliuretano que va en contacto con la piel y por el otro lado está compuesta por un capa de vendaje autoadherente 3M Coban libre de látex. Y la capa externa está compuesta por vendaje autoadherente 3M Coban libre de látex, modificada para proveer un corto estiramiento. Cuando se aplican se funden en un solo sistema compresivo cómodo, delgado y liviano que logra niveles de presión sostenidos.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Cavilon™ PELÍCULA PROTECTORA SIN ARDOR

¿Qué es?

Película protectora que forma una barrera contra adhesivos, humedad y fricción o roce. Al disminuir la fricción (componente del cizallamiento que dura hasta 72 horas), ayuda a reducir el riesgo de daño asociado a incontinencia

Cavilon™ CREMA BARRERA PROTECTORA

¿Qué es?

Crema protectora humectante que proporciona una protección duradera contra los fluidos corporales, mientras hidrata la piel. Formulada con polímeros 3M, está diseñada para pacientes con riesgo de dermatitis asociada a la incontinencia (DAI). Su fórmula concentrada, sin fragancia, resiste el lavado, requiere menos aplicaciones y facilita el cuidado diario. Hipoalergénica y enriquecida con dimeticona, ofrece una mejor protección de la piel. Compatible con gluconato de clorhexidina (CHG), cintas y apósitos.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

3M[®] Transpore[®]

CINTA QUIRÚRGICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE Y SE RASGA FÁCILMENTE.



3M[®] Medipore[™]

CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA CREADA PARA ADAPTARSE A LOS MOVIMIENTOS DE SUS PACIENTES.



3M[®] Durapore[™]

CINTA QUIRÚRGICA TIPO SEDA FIJACIÓN FUERTE Y SEGURA.



Apósito Transparente Tegaderm

3M TEGADERM
APÓSITOS TRANSPARENTES, PROTECCIÓN Y FIJACIÓN; SEGURA Y TRANSPARENTE.



3M[®] Micropore[®]

CINTA QUIRÚRGICA DE PAPEL MICROPOROSA RESPIRABLE, NO OCLUSIVA.





Claudia Díaz
Jefa de Línea Médica
Teléfono: +569 91 45 11 37
correo: cdiaz@cirumed.cl

Carolina Tellez
Ejecutiva Comercial - Enfermera
Teléfono: +569 94572760
correo: ctellez@cirumed.cl

Av. Apoquindo 6275, oficina 85. Las Condes
+562 2220 6668
www.cirumed.cl

