

FILLERS

Neuramis
Hyaluronic Acid Dermal Filler

ÁCIDO
HIALURÓNICO



MENÚ

PRESENTACIONES >>

SEGURIDAD >>

TECNOLOGÍA >>

EFICACIA >>

Neuramis®

Hyaluronic Acid Dermal Filler



MENÚ

PRESENTACIONES¹

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

EFICACIA

	TEXTURA DE GEL	CONCENTRACIÓN	AGUJA	INDICACIONES ¹
 Neuramis® Deep		20mg/mL	30G x 3/16* (4mm) UTW*	Arrugas finas, restauración de la hidratación balanceada de la piel, mejora de la estructura y elasticidad de la piel.
 Neuramis® Light Lidocaine		20mg/mL	27G x 1/2* (13mm)	Arrugas faciales
 Neuramis® Lidocaine		20mg/mL	27G x 1/2* (13mm) UTW*	Arrugas profundas y contorno facial
 Neuramis® Deep Lidocaine		20mg/mL	27G x 1/2* (13mm) UTW*	Arrugas profundas y contorno facial
 Volume Lidocaine		20mg/mL	27G x 1/2* (13mm) UTW*	Restauración de mejilla, papada y otras áreas faciales.

1. Data on file. Medytox, Inc.



*UTW (Ultra Thin Wall needle).

Este tipo de aguja tiene un diámetro interno más largo comparado con las regulares:

- Mejorando la velocidad del flujo del gel.
- Bajando la fuerza de extrusión durante la inyección.

MENÚ

PRESENTACIONES >>

SEGURIDAD >>

TECNOLOGÍA >>

EFICACIA >>

Neuramis
Hyaluronic Acid Dermal Filler

● MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD¹.



COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Neuramis® es manufacturado usando un ácido hialurónico de alta calidad registrado en DMFs (Drug Master Files) de la FDA (Food and Drug Administration) y certificado por EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines).

Estándares Internacionales para la administración de materias primas en ácido hialurónico²

	PH. EUR	NEURAMIS®
PROTEÍNA RESIDUAL	Máximo 0.3% or 0.1%	Máximo 0.1%
ENDOTOXINA	<0.5 or 0.05IU/mg	<0.04IU/mg

Las materias primas de Neuramis® cumplen con estándares incluso más altos que los requeridos por Ph. Eur (European Pharmacopoeia) para mejorar la seguridad.

● ORIGEN DE NEURAMIS®.



Fermentación microbiana¹
 Libre de animales¹

1. Data on file. Medytox, Inc.
2. Hong Jin Joo et al., *Plast Reconstr Surg* 2016;137:799-808

● **PROCESO DE REFINAMIENTO MEJORADO CON TECNOLOGÍA "SHAPE"^{1,2}.**

La tecnología SHAPE (Stabilized Hyaluronic Acid and Purification Enhancement) es exclusiva de Neuramis®:

- Estabiliza la reticulación: aporta mayor densidad y durabilidad.
- Mejora el proceso de purificación.

MENÚ

PRESENTACIONES

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

EFICACIA

Neuramis® minimiza la cantidad de BDDE residual mediante un largo proceso de diálisis natural:



BDDE: 1,4-butanediol diglycidyl ether

MENÚ

PRESENTACIONES

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA


EFICACIA

● PERFIL DE EFICACIA DIFERENCIADOR.

COHESIÓN¹



NEURAMIS® DEEP




BIFÁSICO




OTROS MONOFÁSICOS

A pesar de los tejidos que lo rodean, **Neuramis®** mantiene su forma original luego de la inyección gracias a la cohesión entre partículas.

INTEGRACIÓN¹



BIFÁSICO



NEURAMIS® DEEP



OTROS MONOFÁSICOS

Neuramis® muestra un perfil de integración al mezclarse con los tejidos de la piel luego de la inyección, otorgando un aspecto natural.