

BioDesign^{collection}
PURE POLYURETHANE TRUE TEXTURE

Nuestros implantes se
adaptan al paciente,
no al revés.



SILIMED  | 45 años

¡Los **formatos anatómicos** ya están disponibles!

Descubre las **diferencias**:

- **3** modelos de perfil;
 - Recomendado para cirugías **estéticas y reconstructivas**;
 - **Marcadores en relieve en la base** para un posicionamiento táctil perfecto;
 - **Línea de guía vertical** con el punto en la parte superior para marcar su ápice.
- 

BioDesign^{collection}

PURE POLYURETHANE TRUE TEXTURE

+
Completa

Una **línea innovadora**, desarrollada con medidas y formas exclusivas que se adaptan a los diferentes biotipos.

NUANCE
Base Oval
Perfil Anatómico
Polo Inferior

ENHANCE
Base Oval
Perfil Anatómico
Polo Superior

NATURAL
Base Redonda
Perfil Gota
Polo Medio

MAXIMUM
Base Redonda
Perfil Esférico
Polo Medio

ADVANCE
Base Redonda
Perfil Cónico
Polo Medio

5 modelos de implantes
con perfiles diferentes;

4 proyecciones diferentes
para el mismo tamaño
de base elegido.

Disponible en superficies:  Pure Polyurethane  True Texture

NATURAL • 30637
• 20637


Perfil gota con base redonda y polo medio

Indicación

- Aumento mamario para pacientes que desean un volumen de aspecto natural.

Diseño

- Armonioso a menor llenado en el polo superior;
- Mayor llenado en el polo Medio e inferior.



Resultado

- Aumento mamario sin excesiva marcación;
- Aspecto natural.

ENHANCE • 30674
• 20674

Perfil anatómico con base oval y polo superior

Diseño

- Un diseño en el que el volumen llena gradualmente la transición entre la pared torácica y el polo superior de la mama.

Indicación

- Aumento o corrección mamaria para mujeres altas y delgadas con un tórax más largo y estrecho.



Resultado

- Relleno del escote superior de la mama sin que se note la presencia del implante.

NUANCE

• 30646
• 20646

Perfil anatómico con base oval y polo inferior

Indicaciones

- Para mujeres con un tórax más corto y ancho;
- Reconstrucción de mamas no juveniles, donde obtener/mantener el polo superior de la mama contralateral es más difícil, por efecto de la propia naturaleza.




Diseño

- Un diseño donde su volumen rellena el polo inferior de la mama de una forma más natural.

Resultado

- Aumento mamario con un polo inferior más lleno, especialmente en los laterales, que corrige el aspecto de mamas más separadas.



ADVANCE


- Súper proyección
- Para escote alto y mamas jóvenes

MAXIMUM

- Mayor proyección
- Para mamas marcadas


NATURAL

- Aumento y corrección natural de las mamas
- Para reconstrucción tras mastectomía



ENHANCE

- Llenado del polo superior
- Para mujeres altas y delgadas con tórax largo y estrecho



NUANCE

- Relleno del polo inferior
- Para mujeres de tórax corto y ancho

BioDesign^{collection}

PURE POLYURETHANE TRUE TEXTURE

Silimed Indústria de Implantes Ltda.
 Rua Figueiredo Rocha, 374
 Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 21240-660
 Tel: + 55 (21) 3687-7000

Responsable Técnico:
 Marlos de Oliveira e Souza
 Químico Registro CRQ-RJ: 03230137

Fábrica Nueva
 Rodovia Washington Luiz, Sítio 20 área A,
 Sítio 21 área B, Vila Actura
 Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25225-015

Responsable Técnico:
 Alexandre dos Santos Zago
 Registro CRQ-RJ: 032053861

SILIMED México
 Teléfono: 3314286346
 ventas@silimed.com.mx

Aviso de publicidad COFEPRIS:
 2315112002C03797

Registros:
ANVISA: 10102180060 | 10102180066
COFEPRIS: 1165C2018 SSA | 1164C2018 SSA

Marca CE: 1434_MDD-083/2020
Representante Autorizado Europeu:
 SILIMED B.V.
 Endereço: Bond Eindhoven, luchthavenweg 81, 5657
 EA Eindhoven Room 1.11C floor atrium B
 silimed.bv@silimed.com.nl

