

Tecnología de

**Vanguardia al
alcance de todos**



Lifotronic



AIRPRO 600

Compresión Neumática Ascendente.

Con tecnología para detección de relleno vascular. Personaliza el ciclo de cada persona ya que todos son únicos. Los ciclos de compresión son a medida que detecta el retorno venoso. Mueve la sangre de las extremidades inferiores tan pronto como las venas se vuelven a llenar, así favorece el retorno venoso.

- ✓ 4 Niveles de presión (40~200 mmHg)
- ✓ Pantalla LCD de 7" táctil
- ✓ Batería de litio
- ✓ Autonomía de 4 horas
- ✓ Ajustable a cama
- ✓ Alarma de presión alta y baja
- ✓ Alarma de batería baja
- ✓ Peso promedio 1,5 kg



TC 200

Mantas térmicas


El sistema de calentamiento consiste en una manta desechable, que se calienta haciendo circular aire caliente, manteniendo la temperatura corporal central del paciente para prevenir y tratar la hipotermia.

- ✓ Mantas de material de tela no tejida de propileno, sin latex
- ✓ Las mantas poseen microporos perforados con laser que disparan el calor uniformemente
- ✓ El equipo proporciona alarmas de seguridad
- ✓ 5 niveles de temperatura
- ✓ Vida útil de filtro 2000 hrs o 2 años




Modelos de mantas

Modelos disponibles según stock




Modelo LW-150

Manta superior medio
cuerpo(150x105cm)




Modelo FU-221

Manta superior
completa (217x110cm)



Modelo UN-321

Manta inferior
completa (210x110cm)



Modelo PS-309

Manta pediátrica
inferior (92x82cm)




Carro de Transporte (opcional)

Usado con TC-200


Modelos de mantas

Modelos sujetos a pedido




Modelo UP-121

Manta cuerpo superior (210x80cm)



Modelo UN-322

Manta bajo paciente espinal (220x110cm)



Modelo SR-521

Manta de acero quirúrgico (217x110cm)



Modelo LT-417

Manta bajo paciente de Litotomía (170x100cm)

Terapia de presión negativa

La terapia de Presión Negativa (TPN) es un sistema de cicatrización no invasivo y activo que utiliza una presión negativa localizada y controlada para favorecer la curación de heridas agudas y crónicas

Equipo para pacientes hospitalizados

NP 800



- ✓ Soporta alarmas y monitoreo en tiempo real
- ✓ Calibración de presión y pruebas de hardware
- ✓ Funciones de autodiagnóstico
- ✓ Pantalla táctil fácil de operar de 7 pulgadas
- ✓ Historial automático de parámetros
- ✓ Modo de doble alimentación (cable de alimentación + batería)
- ✓ Múltiples modos de iluminación
- ✓ Operación silenciosa menor a 55db
- ✓ Equipo hospitalario con capacidad de realizar instilación.
- ✓ Espumas de diferente tamaño
- ✓ Canister con unidades gelificantes

Canister



Espumas



Equipo para pacientes Ambulatorios

- ✓ Diseño ergonómico
- ✓ Equipo pequeño y ligero
- ✓ Operación intuitiva
- ✓ Autonomía de 12horas
- ✓ Carga rápida en 1 hora
- ✓ Canister con bolsas gelificantes
- ✓ Espumas de diferentes tamaños

NP 100/200



Caremaster

Debridación por Ultrasonido

El ultrasonido de baja frecuencia ayuda a un desbridamiento rápido y fácil de usar, este elimina el tejido no viable.

Evita dañar los tejidos de granulación sanos, lo que resulta en una tasa de curación de heridas más rápida que el desbridamiento agudo.



SmartScope

Videolaringoscopio

Dispositivo para la intubación endotraqueal de pacientes que requieren asistencia en el suministro de oxígeno cuando se encuentran imposibilitados para respirar por sí mismos.

- ✓ Mejora la visualización de la epiglotis
- ✓ Menor tiempo para una intubación exitosa
- ✓ Mayor tasa de éxito de intubación en el primer intento
- ✓ Mayor tasa general de éxito de la intubación



Carnation

Terapia de luz Roja y Azul

Se ha demostrado clínicamente que la fototerapia es eficaz para mejorar la cicatrización de heridas, tanto en heridas crónicas como en heridas agudas.

La luz azul es eficiente para la desinfección para matar un amplio espectro de bacterias, incluso bacterias resistentes a los antibióticos como MRSA.

La luz roja es eficiente para el crecimiento de la granulación y la restauración de los nervios capilares y periféricos.



Av. Apoquindo 6275 OF 85, Las Condes
Santiago, Chile
Tel · +562-22206668

cirumed.medica
 cirumed.estetica

+56 9 94572759

ventas@cirumed.cl