

# CANISTER

TERAPIA DE  
PRESIÓN NEGATIVA



## CANISTER GRANDE para NP-800



- Los **canister** están diseñados para usar en conjunto con los **dispositivos de terapia de heridas por presión (NPWT)** fabricados por **Lifotronic** para **recolectar exudado de la heridas**.

- Los canister son dispositivos de **un solo uso, no los reutilice**.



## CARACTERÍSTICAS

### Capacidad:

1000cc / código LFTR0004

500cc / código LFTR0005

### Material

#### del canister:

Polipropileno (PP)

### Ingrediente

#### del solidificador:

Poliacrilato de sodio.

- Protección de desbordamiento

- Evita el reflujo

- Dos paquetes de solidificador

- Fácil conexión de los tubos en el contenedor

- Conector de tubo sellado

- Diseño multicapa para prevenir el movimiento del gel

- Canister sellado y esmerilado



## CANISTER PEQUEÑO para NP-100



### CARACTERÍSTICAS

**Capacidad:**

300cc / código LFTR0006

**Material**

**del canister:**

Polipropileno (PP)

**Ingrediente**

**del solidificador:**

Poliacrilato de sodio.

### USO



Canister Grande



Instale el canister



Remueva el canister



Canister Chico



Instale el canister



Remueva el canister