

CANISTER

TERAPIA DE
PRESIÓN NEGATIVA



CANISTER GRANDE para NP-800



- Los **canister** están diseñados para usar en conjunto con los **dispositivos de terapia de heridas por presión (NPWT)** fabricados por **Lifotronic** para **recolectar exudado de la heridas**.
- Los canister son dispositivos de **un solo uso, no los reutilice**.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad:

1000cc / código LFTR0004

500cc / código LFTR0005

Material del canister:

Polipropileno (PP)

Ingrediente del solidificador:

Poliacrilato de sodio.

• Protección de desbordamiento

• Evita el reflujo

• Dos paquetes de solidificador

• Fácil conexión de los tubos en el contenedor

• Conector de tubo sellado

• Diseño multicapa para prevenir el movimiento del gel

• Canister sellado y esmerilado

CANISTER PEQUEÑO para NP-100



CARACTERÍSTICAS

Capacidad:
300cc / código LFTR0006

**Material
del canister:**
Polipropileno (PP)

**Ingrediente
del solidificador:**
Poliacrilato de sodio.

USO



Canister Grande



Instale el canister



Remueva el canister



Canister Chico



Instale el canister



Remueva el canister