

## HARMONY SILK

En 1958 **TRULIFE** desarrolló lo que se convertiría en la primera prótesis mamaria del mundo.

Liderando la innovación creando las formas de pecho más naturales y hermosas disponibles, porque las mujeres merecen lo mejor.

Este espíritu permanece en el corazón de todo lo que hacemos en **TRULIFE**.

Entendemos la importancia de restaurar la confianza, la autoestima que, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de las mujeres después de la cirugía de mama.


**¡LO ENTENDEMOS PORQUE ESCUCHAMOS Y HEMOS ESTADO ESCUCHANDO DURANTE MÁS DE 60 AÑOS!**

Desde el principio, **TRULIFE** creó con éxito las formas mamarias más naturales, similares a la vida y todavía lo hace hoy en día.

Reconocemos que las mujeres individuales tienen necesidades individuales.

Después de la cirugía de mama, puede ser difícil adaptarse a los muchos cambios en la vida de una mujer y llegar a un acuerdo con una nueva apariencia. Trulife ha dedicado 60 años al desarrollo de productos únicos e innovadores; nuestro enfoque siempre ha sido hacer esta transición un poco más fácil y cómoda para ella.

Las formas de pecho trulife se crean en una amplia gama de formas y tamaños para complementar la belleza natural de una mujer.



## HARMONY SILK

La **SILK** define lo que debe ser una forma de pecho suave y natural.

La piel innovadora es suave y sedosa y ofrece una suavidad y flexibilidad sin precedentes.

Todas las formas de senos silk ofrecen una cortina natural que no se encuentra con otras formas de pecho y están hechas de la más alta calidad de silicona para una comodidad y suavidad duraderas.

La colección **SILK DE TRULIFE** ofrece la mayor selección de formas y tamaños disponibles en el mercado y son un 30% más ligeras que las formas tradicionales de senos de silicona.

**Perfil del triángulo de seda 471:**

**Tamaños poco profundos a promedio: 1-17**

- Es el más vendido en el mundo
- La forma versátil del triángulo se adapta a una variedad de tipos de cuerpo y cirugía



# HARMONY SILK

## CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA DE TAMAÑO:

1. Seleccione un tamaño de copa y siga la columna hasta donde se interseca con el tamaño adecuado de la banda del sujetador.

2. Siga esta fila a la derecha para el tamaño sugerido por producto para probar en su paciente.

(Véase el ejemplo que se resalta a continuación)

								Modelo	151	471
								Nombre	Sublime Arís	Silk
								Tamaños	3 a la 9	1 a la 17
GUÍA DE TALLAS										
PERFIL								Promedio	Sperficial a Promedio	
TAMAÑO DE LA COPA										
AA	A	B	C	D	DD	DDD	%			
TAMAÑO DEL CONTORNO. (IN/CM)										
28/60								1		
30/65	28/60							2		
32/70	30/65	28/60					3	3		
34/75	32/70	30/65	28/60				4	4		
36/80	34/75	32/70	30/65				5	5		
38/85	36/80	34/75	32/70	30/65			6	6		
40/90	38/85	36/80	34/75	32/70			7	7		
42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	32/70		8	8		
44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75		9	9		
46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	10	10		
48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	11	11		
50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	12	12		
52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	13	13		
	52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	14	14		
		52/120	50/115	48/110	46/105	44/100		15		
			52/120	50/115	48/110	46/105		16		
				52/120	50/115	48/110		17		

# HARMONY SILK

## PERFILES DEFINIDOS:

**Poco profundo:** Cortinas de tejido mamario en la copa inferior del sujetador, a menudo vistas en la mujer madura con tejido mamario blando.

## CUIDADO DEL PRODUCTO

Las formas mamarias **TRULIFE** formas de senos de silicona están diseñados para ser usados por mujeres de todas las edades, con diferentes estilos de vida y tipos de cirugía.

Nuestras formas de pecho están disponibles en una amplia gama de formas, tamaños, texturas y pesos para asegurar que cada mujer pueda encontrar la forma de pecho que mejor se adapte a sus necesidades.

Un poco de cuidado y atención garantizará comodidad y satisfacción duraderas.

**Promedio:** Cantidades iguales de tejido mamario en la parte superior e inferior de la mama con una apariencia más redonda en la copa superior.

**Completo:** La apariencia más redonda, que requiere un formulario con una fuerte proyección para llenar la parte superior e inferior de la copa.

## PARA LIMPIAR UNA FORMA DE SENO DE SILICONA:

1. Lave suavemente en agua tibia con un jabón suave.
2. Seque con una toalla suave, no retome ni frote.
3. Evite el uso de polvos, perfumes o agua caliente directamente en forma de pecho.
4. Se debe tener cuidado para evitar objetos afilados que puedan dañar la forma del seno.

**TRULIFE distribuido en Chile por Cirumed Médica y Estética**

Av. Apoquindo 6275 Oficina N° 85, Las Condes, Santiago.  
Fono: +(562)-2220 6668 ● [www.cirumed.cl](http://www.cirumed.cl) ● [ventas@cirumed.cl](mailto:ventas@cirumed.cl)